

Priprema crijeva sa Klean-Prep

Princip pregleda

Pregled crijeva sa optickim instrumentima omogućuje otkrivanje patoloskih promjena na debelom crijevu i najdonjem dijelu tankog crijeva. Pregled se obavlja pomocu instrumenta u obliku tanke cjevčice, koji se uvodi kod pacijenta u budnom stanju od crijevnog otvora do slijepog crijeva. Takvom metodom osvjetljavanja crijeva s unutrašnje strane, mogu se otkriti promjene na crijevima. Nadalje, postoji mogućnost istovremeno uzimanja probe tkiva, te odstranjivanja polipa (izbočine na sluznici). Pregled traje otprilike 45 minuta i u pravilu nije bolan odnosno eventualno umjereno bolan.

Molim Vas da se prilikom dolaska na pregled koristite sredstvima javnog prijevoza ili dodite u pratnji, kako bi Vam mogao prema potrebi dati sredstvo protiv bolova. Poslije takve injekcije niste vise toga dana sposobni sudjelovati u prometu.

Priprema za koloskopiju (opticki pregled debelog crijeva)

Kako bi opticki pregled crijeva bio uspjesan, crijeva moraju biti prije pregleda potpuno ispraznjena. Pri tome je bitno, da upute točno slijedite. Tekucina /Colophos) namijenjena je isključivo praznjenju crijeva. Ne zadržava se u tijelu i biva putem stolice izlucena. Srdstvo za ciscenje (Colophos) može uzrokovati prolazni proljev.

.

Dan prije pregleda

- | | |
|------------|--|
| do 14 sati | jest samo hranu siromasnu vlaknom, kao npr. bijeli kruh, margarin, med, marmeladu (bez komadica voca), meso, ribu sa bijelom rizom ili tjesteninu. |
| od 14 sati | nista vise ne jesti, ali puno piti. Bistru tekucinu, kao caj, kavu, mineralnu vodu bez ugljicnog dioksida, bistru juhu (bujon). Ne piti mlijeko ili mlijecne proizvode. |
| od 17 sati | popiti 3 litre Klean-Prep-tekucine u toku 3 sata. Poslije toga tokom noci piti po zelji. |

Na dan pregleda

- | | |
|-----------|--|
| u 06 sati | popiti 1 litru Klean-Prep-tekucine u toku jednog sata. Do preagleda dozvoljeno je piti caj ili vodu. |
|-----------|--|

Priperema Klean-Prep tekucine:

rastopiti 1 vrecicu praska u 1 litri vode ili bujona (juhe). Okus mozete poboljsati tako da tekucinu ohladite ili tekucini dodate vocni sirup.